
Gånghjälpmedel

Gåstolar är upphandlade med brukarens behov, dvs. samtliga gåstolar som lämnades in och uppfyllde kravspecifikationerna finns på avtal.

Avtalet gäller från och med 2024-12-01.

Garantitid:

- Huvudhjälpmedel: 2 år
- Tillbehör: 1 år
- Reservdelar: 1 år

Leveranstider:

- Huvudhjälpmedel: 10 arbetsdagar
- Tillbehör: 5 arbetsdagar
- Reservdelar: 5 arbetsdagar

Här nedan visas översikt av förskrivningsbart sortiment.

Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig produktkonsulent.

Gåstolar, Brukarens behov

Namn:	Mustang
Leverantör:	Etac
Sesam nr:	Kontakta produktkonsulent
Riktlinje:	12 06 09
Beskrivning:	Finns i fyra storlekar. Passar barn från ca 1 års ålder till en längd på ca 170 cm. Max. brukarvikt: 80 kg.

Höj- och sänkbart stöd för överkropp. Stöd för bäcken kan varieras med sadelsits, hängsits eller utan sits. Sitsen kan vinklas framåt för att få en mer framåtlutad hållning. Huvudstöd finns som tillbehör. Gåstolen skall kombineras med bålstöd.



Hjälpmedelsservice

Namn: **Grillo PT**
Leverantör: Eurovema
Sesam nr: Kontakta produktkonsulent
Riktlinje: 12 06 09
Beskrivning: Finns i fyra storlekar. Passar personer mellan 75–190 cm.
Max. brukarvikt: 35-45-90-110 kg.

Möjlighet att välja användning i bakåtvänt eller framåtvänt läge i samma stol.



Namn: **NF-walker 2**
Leverantör: Made for Movement
Sesam nr: Kontakta produktkonsulent
Riktlinje: 12 06 09
Beskrivning: Finns i två storlekar. Passar personer mellan 70–140 cm.
Max. brukarvikt: 30-40 kg.

Utprovning sker tillsammans med produktspecialist från Made for Movement.



Namn: **NF-walker XR 5**
Leverantör: Made for Movement
Sesam nr: Kontakta produktkonsulent
Riktlinje: 12 06 09
Beskrivning: Finns i en storlek. Passar personer mellan 130–180 cm.
Max. brukarvikt: 80 kg.

Utprovning sker tillsammans med produktspecialist från Made for Movement.



Hjälpmedelsservice

Namn: **Xplore**
Leverantör: Made for Movement
Sesam nr: Kontakta produktkonsulent
Riktlinje: 12 06 09
Beskrivning: Finns i tre storlekar. Passar personer mellan 80–180 cm.
Max. brukarvikt: 30-50-80 kg.

Utprovning sker tillsammans med
produktspecialist från Made for Movement.



Namn: **Meywalk MK4**
Leverantör: Mayday aid
Sesam nr: Kontakta produktkonsulent
Riktlinje: 12 06 09
Beskrivning: Finns i fyra storlekar.
Max. brukarvikt: 60-100-130-130 kg.



Namn: **Dynamic Pacer**
Leverantör: Schuchmann
Sesam nr: Kontakta produktkonsulent
Riktlinje: 12 06 09
Beskrivning: Finns i fem storlekar. Passar personer mellan 61–124 cm.
Max. brukarvikt: 23-34-58-91-113 kg.

