

Hjälpmedelsservice

Sittdynor

De tryckfördelande, tryckavlastande samt tryckavlastande- och positionerande sittdynorna är upphandlade enligt brukarens behov.

Avtalet gäller från och med 2023-11-01.

Dynorna i aktuellt sortiment är indelade i fem grupper som en vägledning för dig som förskrivare. Då varje brukare har individuella behov är det viktigt att ha kännedom om dynorna i samtliga grupper. För att få mer underlag för förskrivning bör man söka ytterligare information på leverantörens hemsida.

Garantitid: 2 år

Leveranstid: 7 arbetsdagar

Dyna för korttidssittande

Till patienter som sitter kortare stunder i rullstol t.ex. vid transporter.

Dyna för tryckfördelning

Till patienter som är beroende av rullstol för sina förflyttningar och kan variera sitt sittande.

Dyna för tryckavlastning

Till patienter som är beroende av rullstol för sina förflyttningar och har/riskerar att få trycksår.

Dyna för tryckavlastning och positionering

Till patienter som är beroende av rullstol för sina förflyttningar och har behov av anpassning som kompenserar eller korrigerar deformiteter och/eller funktionsbortfall. Personer som har/riskerar att få trycksår.

Dyna i större storlekar

Dynor utformade för att passa brukarvikt från 200 kg

Tryckfördelande och tryckavlastande dyna – barn och ungdom

Dynor i mindre storlekar

Plan - botten är plan för att passa hård sittplatta.


Kupad – botten är formad för att passa hängmattesits som hänger mer än ca 2,5 cm.

Dyna för korttidssittande**Sittdyna kupad**


Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	Bredd: 35–60 cm Djup: 35–55 cm Brukarvikt: 125–150 kg beroende på dynans storlek
Utformning:	Komforthöjande sittdyna avsedd för patienter utan speciella sittproblem som sitter kortare stunder i rullstol tex vid transporter

**Tryckfördelande dynor****Bima Comfort**

Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x38 cm - 50x53 cm Höjd: 8,5 cm Maxvikt: mellan 125 kg och 135 kg beroende på storlek
Utformning:	Har lateralstöd och bendelare.

**Bima Combi**

Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35/38 cm – 60x55/58 cm Höjd: Kupad: 10 cm. Plan: 7 cm Maxvikt från 180 kg till 125 kg beroende på storlek
Utformning:	Höga lateralstöd samt bendelare.



Hjälpmedelsservice**Tryckfördelande dynor****Bima Duo Lateral**

Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35/38 cm – 60x55/58 cm Höjd: 6,5 cm Maxvikt från 125 kg till 150 kg beroende på storlek
Utformning:	Patienter som sitter kortare stunder. Kan själv lägesändra och behöver extra stöd för låren.

**Contur**

Leverantör:	Care Of Sweden
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	Bredd: 28X30 cm – 60x50 cm Höjd är 5 cm Maxvikt: Upp till 160 kg beroende på storlek
Utformning:	Dynan är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med ingjutning av trögskum i sittgroppen.

**Nima Standard 600**

Leverantör:	Nimacare AB
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	30x30 – 60x60 cm
Utformning:	Dyna för aktiva brukare som inte behöver justering av sitsen. Dynan är anpassningsbar (kan beskäras)



Hjälpmedelsservice**Tryckavlastande anatomiskt formad skumdyna****Bima Conform**


- Leverantör: Bima Plastteknik
- Riktlinje: Vuxen: 122506
Barn: 122506
- Storlek: 36x35/38 cm – 60x55/58 cm
Sitthöjd: Plan dyna: 8 cm Kupad dyna: 9 cm
Maxvikt 130 kg – 150 kg beroende på storlek
- Utformning: Har en låg bendelare och är svagt formad för låren. Sittgruppen består av viskoelastiskt skum med olika densitet/hårdhet beroende på storlek.

**Bima Fjäder**

- Leverantör: Bima Plastteknik
- Riktlinje: Vuxen: 122506
Barn: 122506
- Storlek: 36x35/38 cm – 60x55/58 cm
Höjd: 10 cm
Maxvikt 125 kg – 150 kg beroende på storlek
- Utformning: Dynan kan med fördel användas i el-rullstol eftersom den är något fjädrande och skonar rygg och svanskota vid transporter på ojämna underlag.

**Bima Cubetech**

- Leverantör: Bima Plastteknik
- Riktlinje: Vuxen: 122506
Barn: 122506
- Storlek: 36x35/38 cm – 52x55/58 cm
Höjd: 8,5 – 10,4 cm
Maxvikt 125 kg – 150 kg beroende på storlek
- Utformning: Dynan har höga lateralstöd och utpräglad bendelare för extra stöd. Individuella kuber i sittgruppen med olika densitet avlastar sittbensknölar och svanskota.

**Curera Concept**

- Leverantör: Care Of Sweden
- Riktlinje: Vuxen: 122506
Barn: 122506
- Storlek: 35x35 cm – 50x55 cm
Höjd: 5 cm
Max brukarvikt: 150 kg
- Utformning: Utrustad med sidostöd, bendelare och sittgrup.




Tryckavlastande anatomiskt formad skumdyna
Nima Allround 621

Leverantör:	Nimacare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	30x30 cm – 55x55 cm Max brukarvikt: Sittbredd upp till 45 cm 150 kg Sittbredd 45-65cm 200 kg
Utformning:	En tryckavlastande basdyna för patienter som inte behöver justering av sittandet


Nima 600 Visco


Leverantör:	Nimacare AB
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	30x30 cm – 55x55 cm Höjd: 9 cm Maxvikt: Upp till 250 kg beroende på storlek
Utformning:	Dynan har ett 3,5 cm toppskikt av viskoelastiskt skum ovanpå den formgjutna basen. Kan beskåras


Stealth Zen

Leverantör:	Salubrious
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	25x25 cm - 60x60 cm Höjd: 7 cm Max brukarvikt: 160 kg
Utformning:	Ger ett mjukt, komfortabelt och tryckavlastande sittande.


Stealth Tru-Comfort 2

Leverantör:	Salubrious
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35 cm – 60x62,5 cm Höjd: 9,5 cm Max brukarvikt: 200 kg
Utformning:	Tydlig bendelare och höga lårstöd



Tryckavlastande anatomiskt formad dyna med hög grad av luftventilation**Stimulite Slimline**

Leverantör: Göran Sjödén Rehab Distribution AB

Riktlinje: Vuxen: 122506

Barn: 122506

Storlek: 36x36 cm – 65x61 cm

Höjd: 5 cm

Max brukarvikt: 130 kg



Beskrivning: Bra ventilationssystem, lätt tryckfördelande. Finns även i utförande Extra Sensitive (XS) för personer med extra känslig hy. Dessa har separata artikelnummer.

Vector O2 6 cm

Leverantör: Invacare

Riktlinje: Vuxen: 122506

Barn: 122506

Storlek: 35x35 cm – 53x58 cm

Sitthöjd: 6 cm

Max brukarvikt: 250kg



Beskrivning: Indelad i 9 sektioner där de två sidosektionerna ger ökad stabilitet för bäckenet och förhindrar utåtrotation av låren. De främre sektionerna stabiliserar låren, förhindrar inåtrotation och motverkar nedglidning.

Equagel Allround

Leverantör: Nimacare


Riktlinje: Vuxen: 122506

Barn: 122506

Storlek: 30x30 cm – 50x46 cm

Höjd: 7 cm


Max brukarvikt: 150 kg



Beskrivning: Dyna i gel för längre tids sittande i rullstol. Används till tryckkänsliga brukare. Konturerad sittgrop i komfortskiktet.

Tryckavlastande anatomiskt formad dyna med hög grad av luftventilation**Equagel Standard**

Leverantör:	Nimacare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	30x30 cm – 55x55 cm Höjd: 5 cm Max brukarvikt: 150 kg
Beskrivning:	Den övre delen av dynan består av ett litet rutnät av gel som kallas komfortskiktet. Detta övre skikt tillåter patienter som behöver stöd att sjunka ner i det undre skiktet som kallas stödsiktet.



Hjälpmedelsservice**Tryckavlastande plan dyna med hög grad av luftventilation****Stimulite Classic Extra Sensitive**

Leverantör: Göran Sjödén Rehab Distribution AB


Riktlinje: Vuxen: 122506

Barn: 122506

Storlek: 36x36 cm – 65x51 cm

Höjd: 6 cm

Max brukarvikt: 130 kg

Utformning: Extra mjuk sittdyna för personer med öm och känslig hy.
Dynan kan tvättas i maskin samt torktumlas**Stimulite Smart**

Leverantör: Göran Sjödén Rehab Distribution AB

Riktlinje: Vuxen: 122506

Barn: 122506

Storlek: 36x36 cm – 65x51 cm

Höjd: 5 cm

Max brukarvikt:

Utformning: Stabil dyna med låg vikt, ca 1 kg.

**Nima Equagel Straight Comfort**

Leverantör: NimaCare

Riktlinje: Vuxen: 122506


Barn: 122506

Storlek: 30x30 cm – 50x46 cm

Höjd: 5 cm

Max brukarvikt: 150kg

Utformning: Plan dyna med låg sitthöjd med hög andningsförmåga

**Soof**

Leverantör: Salubrious

Riktlinje: Vuxen: 122506

Barn: 122506

Storlek: 35x35 cm – 50x50 cm

Höjd: 5 cm

Max brukarvikt: 130 kg


Utformning: Tunn dyna som inte kan läggas fel i rullstolen. Lätt dyna
med hög andningsförmåga,

Hjälpmedelsservice

Tryckavlastande hybriddyna med gel, fluid


Stealth Glacial

Leverantör:	Salubrious
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	25x25 cm – 60x60 cm Höjd: 7 cm Max brukarvikt: 160 kg
Utformning:	Mjuk skumbas med ett lager av gel ovanpå hela sittytan. Utskuret vid svanskotan. Dynan har en utskuren form med bäckenstöd och lårstöd. Gel finns även under knävecken




Relax Duogel

Leverantör:	Salubrious
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35 cm – 60x45 cm Höjd: 7 cm Max brukarvikt: 130 kg
Utformning:	Optimal positionering uppkommer efter ca 1 minut, då sittgrop bildats



Stealth Solution

Leverantör:	Salubrious
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	25 x 25 cm – 60 x 60 cm Höjd: 7 cm Max brukarvikt:
Utformning:	Bas av skum med utskuren sittgrop fylld med tvådelad tryckavlastande gelpåse. Dynan har en anatomisk form med liten bendelare framtill på dynan.




Jay Easy

Leverantör:	Sunrise Medical
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	25x25 cm – 60x60 cm Höjd: 6,5 cm Max brukarvikt: 150 kg
Utformning:	Finns med plan eller kupad botten.



Tryckavlastande hybriddyna med gel, fluid**Nima Smart Gel Visco**

Leverantör: NImacare
Riktlinje: Vuxen: 122506
Barn: 122506
Storlek: 30x30 cm – 50x50 cm
Höjd: 5 cm
Max brukarvikt: 150 kg
Utformning: Dynan kan beskäras

**Jay Xtreme Active**

Leverantör: Sunrise Medical
Riktlinje: Vuxen: 122506
Barn: 122506
Storlek: 34x34 cm – 50x50 cm
Höjd: 6 cm
Max brukarvikt: 150 kg
Beskrivning: Dynan har dubbla överdrag (inre och yttre) vilket främjar luftgenomströmning och avleder värme och fukt effektivt. Positioneringsdelar finns som tillval.



Tryckavlastande hybriddyna med luft**Varilite Evolution**

Leverantör:	Anatomic Sitt
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	30x30 cm – 60x60 cm Höjd; 9,5 cm Max brukarvikt: Upp till 300 kg beroende på dynstorlek

**Stabil-Air – enkammardyna**

Leverantör:	Etac
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	26x26 cm – 53x53 cm Höjd: 10 cm Ingen max brukarvikt
Beskrivning:	Luftceller med inbyggda skumplastcylindrar för extra trygghet och stabilitet.

**Vicair Active O2 6 cm**

Leverantör:	Invacare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35 cm – 53 x 45 cm Höjd: 6 cm Max brukarvikt: 200 kg
Beskrivning:	Kombination av luft tillsammans med skum. Den främre sektionen är uppbyggd av skum för att underlätta förflyttningar och skapa stabilitet. Den bakre delen består av fyrasektioner med påsar fyllda med SmartCells

**Hybrid Elite**

Leverantör:	Permobil
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	36x36 cm- 61x51 cm Höjd: 11 cm Mac brukarvikt: 225 kg
Beskrivning:	Enkammardyna



Tryckavlastande luftdyna**Standard Air enkammardyna**

Leverantör:	Etac
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	26*26 – 53*53 Höjd 10 cm Ingen max brukarvikt
Beskrivning:	Enkammardyna medför endast lufttrycksjustering med en ventil.

**Vicair Adjuster O2 6 cm**

Leverantör:	Invacare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35cm x 53x45cm Höjd: 6 cm Max brukarvikt: 250 kg
Beskrivning:	Indelad i 5 sektioner. Bra justeringsmöjligheter vid komplexa positioneringsbehov.

**Quadro Select LP (Lågprofil)**

Leverantör:	Permobil
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	36,5x34,5 cm x 58x56 cm Höjd: 5,5 cm Ingen max brukarvikt



Tryckavlastande och positionerande hybriddyna
Vicair Active O2

Leverantör:	Invacare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35cm – 60x60cm Sitthöjd: 9 cm Max brukarvikt: 200 kg
Utformning:	Kombination av luft tillsammans med skum.


Hybrid Elite 2K

Leverantör:	Permobil
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x37,5cm – 60x53cm Höjd: 8,5 cm Max brukarvikt: 225 kg
Utformning:	2 kamrar för att motverka bäckenasymmetri (medialt/lateralt), justering upp till 5 cm


Jay Balance Djup P Cryo fluid

Leverantör:	Sunrise Medical
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	34x34 cm – 60x60cm Sitthöjd: 10cm Max brukarvikt: upp till 225 kg beroende på dynans storlek
Utformning:	Cryo fluiden kyler hudytan upp till åtta timmar.


Jay Balance Djup P fluid

Leverantör:	Sunrise Medical
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	34x34 cm – 60x60cm Sitthöjd: 10cm Max brukarvikt: upp till 225 kg beroende på dynans storlek
Utformning:	Skum i kombination med fluid.



Tryckavlastande och positionerande luftdyna**Vicair Centre Relief O2**

Leverantör: Invacare
Riktlinje: Vuxen: 122506
Barn: 122506
Storlek: 38x40 cm – 50x45 cm
Höjd: 10 cm
Max brukarvikt: 250 kg

**Vicair Adjuster O2 10 cm**

Leverantör: Invacare
Riktlinje: Vuxen: 122506
Barn: 122506
Storlek: 38x40 cm - 55x60 cm
Höjd: 10cm
Max brukarvikt: 250kg
Utformning: Indelad i 5 sektioner. Bra justeringsmöjligheter vid komplexa positioneringsbehov och optimal tryckavlastning.

**Vicair Vector O2**

Leverantör: Invacare
Riktlinje: Vuxen: 122506
Barn: 122506
Storlek: 35x35 cm - 60x60 cm
Höjd: 10cm
Max brukarvikt: 250 kg
Utformning: Indelad i 9 sektioner

**Vicair Adjuster**

Leverantör: Invacare
Riktlinje: Vuxen: 122506
Barn: 122506
Storlek: 38x40 cm – 55x60 cm
Höjd: 10 cm
Max brukarvikt: 250 kg
Utformning: Indelad i 5 sektioner. Bra justeringsmöjligheter vid komplexa positioneringsbehov och optimal tryckavlastning.



Tryckavlastande och positionerande luftdyna**Quadro Select HP**

Leverantör:	Permobil
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	32,5x30 cm – 67x60,5 cm Höjd: 10,5 cm Max brukarvikt: Ingen
Utformning:	Denna dyna rekommenderas för mer komplexa sittpositioner, bäckenstabilitet och korrigerande av snedhet i bäcken



Hjälpmedelsservice

Tryckfördelande och tryckavlastande dyna - brukarvikt från 200 kg
Bima XXL


Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	47,5x43 cm – 80x65cm Höjd: 10 cm Max brukarvikt: 300 kg
Utformning:	Finns med kupad och plan botten


Stimulite Classic Bariatric


Leverantör:	Göran Sjödén Rehab
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	51x46 cm – 76x65 cm Höjd: 7 cm Mac brukarvikt: 360 kg
Utformning:	Utvecklad speciellt för personer med hög vikt, samt risk för trycksår. Stabil sittdyna


Nima 600 Visco

Leverantör:	Nimacare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	55X45 cm – 60x60 cm Höjd: 9 cm Max brukarvikt: 250 kg
Utformning:	Kan beskäras


Stealth Spectrum Foam

Leverantör:	Salubrious
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	50 x 50 cm – 80 x 70 cm Höjd: 8 cm Max brukarvikt: 295 kg
Utformning:	Dyna för högre brukarvikter med stabilt sittande och tryckavlastning. Utjämningsplatta sitter fast på undersida dynbas.



Hjälpmedelsservice

Tryckfördelande och tryckavlastande dyna - barn och ungdom

Bima Cubetech child

Leverantör: Bima Plastteknik
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 25x20 cm – 35x43 cm
 Höjd: 6,5 cm
 Max brukarvikt: 40–60 kg beroende på storlek.
 Utformning: Finns med plan och kupad botten



Bima Combi Child

Leverantör: Bima Plastteknik
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 25x20 cm – 35x43 cm
 Höjd: 6 cm
 Max brukarvikt: 40–60 kg beroende på storlek.
 Utformning: Finns med plan och kupad botten




Bima Conform

Leverantör: Bima Plastteknik
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 20x22 cm – 35x40 cm
 Höjd plan dyna: 6 cm
 Höjd kupad dyna: 7 cm
 Max brukarvikt: 50–60 kg beroende på storlek.
 Utformning: Finns med plan och kupad botten




Stimulite Pediatric Contoured

Leverantör: Göran Sjödén Rehab Distribution AB
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 26x26 cm-41x41cm
 Höjd: 5 cm
 Max brukarvikt: 50 kg
 Utformning: Formad med god ventilationsförmåga. Svamp och bakterieresistent.



Tryckfördelande och tryckavlastande dyna - barn och ungdom**Stimulite Pediatric Corbee**

Leverantör: Göran Sjödén Rehab Distribution AB
Riktlinje: Vuxen: 122506
Barn: 122506
Storlek: 26x26 cm – 41x41 cm
Höjd: 5 cm
Max brukarvikt: 50 kg
Utformning: Plan sittyta och god ventilationsförmåga.
Svamp och bakterieresistent.

**Nima Kub Visco Låg**

Leverantör: Nimacare
Riktlinje: Vuxen: 122506
Barn: 122506
Storlek: 20x20 cm – 30x37,5 cm
Höjd: 6 cm
Max brukarvikt: 100 kg
Utformning: Fasade kanter på dynans undersida för att passa i både hängmattesits och plansits.

