

Hjälpmedelsservice

Eldrivna rullstolar med joystickstyrning för inom- och/eller utomhusanvändning, enkelt sittande

Garantitid:

- Huvudhjälpmedel: 5 år eller 1500 driftstimmar
- Batterier och batteriladdare: 18 månader
- Däck, reservdelar och tillbehör: 12 månader

Här nedan visas översikt av förskrivningsbart sortiment.

Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig hjälpmedelskonsulent.

Hjälpmedelsservice

Eldrivna rullstolar med joystickstyrning för inom- och/eller utomhusanvändning, enkelt sittande

Elrullstol Real 6100 PLUS LINX

Leverantör: Mercado Medic AB
Lev. art.nr: Kontakta hjälpmedelskonsulent
Riktlinje: 12 23 06
Storlek: Sittbredd: 33, 36, 40, 44, 48 cm
Sittdjup: 35, 39, 43, 48, 53 cm
Max brukarvikt: 135 kg

Beskrivning: Tillåten användning endast inomhus. Liten och smidig för att klara trånga utrymmen, samt har en viss hindertagningsförmåga. Sitsenheten är elektriskt höj- och sänkbar och kan anpassas med olika sitt och ryggdynor.



Q300M Mini

Leverantör: Sunrise Medical AB
Sesam nr: Kontakta hjälpmedelskonsulent
Riktlinje: 12 23 06
Storlek: Sittbredd: 38,5, 41, 43,5, 46, 48,5, 51 cm
Sittdjup: 41-56 med steglös justering. Sittdjup kan kortas ytterligare med J3-rygg
Max brukarvikt 136 kg

Beskrivning: Mitthjulsdriven elrullstol, främst anpassad för inomhusbruk och begränsad utomhusanvändning. Sitsenheten har eltilt, är elektriskt höj- och sänkbar och kan anpassas utifrån behov.



Hjälpmedelsservice

M3 Corpus Enkel

Leverantör: Permobil AB

Sesam nr: Kontakta hjälpmedelskonsulent

Riktlinje: 12 23 06

Storlek: Sittbredd: 42, 47, 52, 57 cm.
Sittdjup: 37, 39, 42, 44,5 47, 49,5, 52, 54,5, 57cm
Max brukarvikt: 150 kg

Beskrivning: Mitthjulsdriven elrullstol som används mest
utomhus eller i planerad stadsmiljö men även
inomhus Sitsenheten har eltilt och sitsen kan
anpassas utifrån behov.

