
Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet – tyngdväst med jämnt fördelade tryckpunkter

Kedjeväst Somna Balance

Leverantör: Abilia

Lev. art.nr: Junior 4 – 8 år: 600910

XS: 600915

S/M: 600920

M/L: 600922

L/XL: 600925

Sesam nr: Storlek:

Junior 4 – 8 år: 49091

XS: 49092

S/M: 49093

M/L: 49094

L/XL: 49095

Medicinteknisk produkt ☒ Ja ☐ Nej

Upphandlad produkt ☒ Ja ☐ Nej

Riktlinje: Barn [04 27 18](#), vuxen [04 27 18](#)

Storlek: Se ovan

Beskrivning: Kedjeväst® är en dagprodukt som framför allt påverkar känsel- och muskel-/ledsinnen. Användaren får stimulering tack vare dess tyngd och omslutande effekt. Med hjälp av de tre justerbara resårbanden med kardborre kan man själv anpassa trycket mot kroppen. Trycket ger en tydlig återkoppling på kroppens gränser och effekten blir en ökad kroppsuppfattning. Västen har även kardborreband vid axelbanden vilket gör den lätt att ta på och av även vid begränsad rörlighet i axel, samt för att individanpassa västens längd efter överkroppens längd.

Trycket hjälper kroppen att själv slappna av och komma till ro genom yttre stimulans. Tyngdkragen Somna Collar finns som tillbehör till västen och den ger en extra tyngd och grundning från axlarna och ner genom kroppen. Det är viktigt att västen sitter nära kroppen så du kommer åt den omslutande effekten. På Abilias hemsida finns måttabell för att hitta rätt storlek, storlek mäts i bröstomfång. Tvätt: skontvätt 60 grader i medföljande tvättpåse.



Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet - tyngdväst med jämnt fördelat tryck

Fibertyngdväst

Leverantör: Novista

Lev. art.nr:

Storlek:

110 – 116: 008131115

122 – 128: 008131116

134 – 140: 008131117

146 – 152: 008131118

Xsmall: 008131119

Small: 008131120

Medium: 008131121

Large: 008131122

XL: 008131123

XXL: 008131124



Sesam nr:

Storlek:

110 – 116 1,0 kg: 47290

122 – 128 1,5 kg: 47291

134 – 140 2,0 kg: 47292

146 – 152 2,5 kg: 47293

Xsmall: 44808

Small: 43601

Medium: 43602

Large: 43603

XL: 43604

XXL: 43605

Medicinteknisk
produkt

☒ Ja ☐ Nej

Upphandlad
produkt

☒ Ja ☐ Nej

Riktlinje:

Barn [04 27 18](#), vuxen [04 27 18](#)

Storlek:

Se ovan

Beskrivning:

Fibertyngdvästen omsluter kroppen, som i sin tur påverkar kroppens proprioceptiva sinnen. Bäraren upplever ett lugn och får det lättare att koncentrera sig. Fibertyngdvästen har en kraftig insydd resår i midjan som spänns åt efter egen önskan. På så sätt regleras känslan av vikt och tryck. Vikten i tyngdvästen kommer från polyesterfibertrådar. Kan torkas av med fuktig trasa. Vid tvätt öppna dragkedjan och låt kardborregördeln vara helt stängd. Tvätta gärna i tvättpåse i max 60 grader. Ska inte torktumlas.

Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet – tyngdväst med punktvis jämnt fördelade tryckpunkter

Tyngdväst Protac MyFit Bollväst 25 mm bollar

Leverantör: Komikapp

Lev. art.nr:

Storlek:

Barn 25 mm bollar:

Barn ca 1 kg: 503961

Junior ca 1,2 kg: 503962

XXS ca 1,7 kg: 503963

Vuxen 38 mm bollar:

S ca 3,5 kg: 503954

M/L ca 4 kg: 503955

XL/2XL ca 4,5 kg: 503956

3XL/4XL ca 5 kg: 503957



Sesam nr:

Storlek:

Barn 25 mm bollar:

Barn ca 1 kg: 43748

Junior ca 1,2 kg: 43749

XXS ca 1,7 kg: 43750

Vuxen 38 mm bollar:

S ca 3,5 kg: 42323

M/L ca 4 kg: 42371

XL/2XL ca 4,5 kg: 42372

3XL/4XL ca 5 kg: 42373

Medicinteknisk
produkt

☒ Ja ☐ Nej

Upphandlad
produkt

☒ Ja ☐ Nej

Riktlinje:

Barn [04 27 18](#), vuxen [04 27 18](#)

Storlek:

Se ovan

Beskrivning:

En sinnesstimulerande tyngdväst med bollar som lugnar, avgränsar och ger en bättre kroppsuppfattning. Bollvästen är ett sensomotoriskt hjälpmedel som ger ro och hjälp till ökad koncentration under dagen. Tyngden och det rörliga punktvisa trycket från västen ger information om kroppens gränser och därmed en ökad kroppsuppfattning. 25 mm bollar ger ett måttligt stimuli.

Tvätt: tvättas i 60 grader i medföljande tvättpåse. Torkas liggande eller i torktumlare max 30 gardar