
Antidecubitusmadrasser

Avtalet gäller från och med 2024-10-01.

Garantitid:

- Huvudhjälpmedel: 2 år
- Tillbehör: 1 år
- Reservdelar: 1 år

Leveranstider:

- Huvudhjälpmedel: 10 arbetsdagar
- Tillbehör: 5 arbetsdagar
- Reservdelar: 5 arbetsdagar

Här nedan visas översikt av förskrivningsbart sortiment.

Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig produktkonsulent.

Antidecubitusmadrasser för patient med medelhög till hög risk för trycksår, med hudrodnad som inte bleknar vid tryck eller delhudsskada upp till djup fullhudsskada, ickeklassificerbart trycksår med okänt sårdjup eller misstänkt djup hudskada med okänt sårdjup. Avsedd att användas som en del i behandling av trycksår upp till och med sårkategori 4.

Topp-/bäddmadrass växeltryck med kontrollpanel

Namn: **CuroCell IQ CX10**
Leverantör: Care of Sweden
Sesam nr: Kontakta produktkonsulent
Riktlinje: 04 33 06

Beskrivning: Placeras ovanpå en basmadrass.

Storlekar:
85-90-105x200 cm

Inkl. transportväska och kontrollpanel.



Ersättningsmadrass växeltryck med kontrollpanel

Namn: **CuroCell A4 CX15**
Leverantör: Care of Sweden
Sesam nr: 48519 – 085x200 cm
48520 – 090x200 cm
48521 – 105x200 cm
Riktlinje: 04 33 06
Beskrivning: Placeras direkt på sängbotten.

Storlekar:
85-90-105x200 cm

Inkl. transportväska och kontrollpanel.



Topp-/bäddmadrass statisk luft utan kontrollpanel

Namn: **ROHO Dry Floatation**
Leverantör: Permobil
Sesam nr: Kontakta produktkonsulent
Riktlinje: 04 33 06
Beskrivning: Placeras ovanpå en basmadrass.

Storlekar:
86 x 190.5 x 8.5 cm (fyra sektioner)

Kan beställas styckvis sektioner eller totalt fyra sektioner, inkl handpump och servicekit.

