

# Klinisk kemi



## Rutin/Jour

Version 250307



Akkred. nr 1393  
Provning  
ISO/IEC 17025

Avsändaretikett

Patientetikett

Röretikett (RID)

Remiss: Rutin/Jour Klinisk kemi, Region Värmland  
webbsida: <https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportalen/>  
Tfn: 010-839 15 00 E-post: [laboratoriemedicin.varmland@regionvarmland.se](mailto:laboratoriemedicin.varmland@regionvarmland.se)

- KEMI**
- P-Natrium
  - P-Kalium
  - P-Kreatinin
  - P-Cystatin C
  - P-Urea
  - P-Calcium
  - P-Calcium korrig.
  - P-Fosfat
  - P-Albumin
  - P-Bilirubin
  - P-Alkalisk fosfatas
  - P-ASAT
  - P-ALAT
  - P-GT
  - P-Etanol
  - P-CK
  - P-Lipas
  - P-Urat
  - P-CRP
  - P-Järn
  - P-TIBC
  - P-Transferrin
  - P-Kolesterol
  - fP-Triglycerider
  - P-Apolipoprotein A+B
  - P-Fettstatus  
(*dLDL, HDL, KOL, KOLKVOT, TKOLKV*)
  - P-Järnstatus 1 extra rör-guldgul\*  
(Järn, TIBC, Ferritin\*, Järmättnad)

**Ijusgrön**

**HEMATOLOGI**

**lila**

- B-Bloodstatus
- B-Celler + B-LPK
- B-Hb
- B-EVF
- B-LPK
- B-EPK
- B-Neutrofila + B-LPK
- B-TPK
- B-Retikulocyter
- B-MCV
- Erc(B)-MCH

**LÄKEMEDEL**

**röd**

- S-Karbamazepin
- S-Valproat
- S-Digoxin
- S-Fenytoin
- S-Litium

Senast intagen dos, tidpunkt och läkemedlets namn.

- S-S100 B

**guldgul**

- P-Gentamicin  
 P-Amikacin

**Ijusgrön**

- P-Vancomycin

**lila**

- S-Salicylat  
 S-Paracetamol

**röd**

- P-βHCG

**Ijusgrön**

- U-hCG

**beige**

**U-Testremsa**

**beige**

- U-Glukos
- U-Protein
- U-Hemoglobin
- U-Acetoacetat
- U-Leukocyter
- U-Nitrit

- U-Albumin/kreatinin kvot  
morgonurin

**beige**

- dU-Albumin  
dygnsmängd

**beige**

**akut**

Provtagare:

Provts. signatur

Provts. datum

Tidpunkt

Anamnes/Information till laboratoriet:

.....

.....

.....

.....

Dygnsmängd:

.....

Csv-Absorptionskurva  
2 ml Csv **gul (PP)+**  
Plasma **Ijusgrön**

**Gul(PP)**

- Csv – Leukocyter, poly/mono
- Csv – Erytrocyter
- Csv – Albumin/Glukos

**ÖVRIGA VÄTSKOR** **lila**

- Typ av vätska .....
- Protein .....
- Leukocyter (poly/mono) .....
- Glukos .....
- Na/K/Cl .....
- Kristaller (endast synovia) .....
- Övrigt.....

S-Ca<sup>++</sup> (Joniserat Calcium) **guldgul**

- S-LD

**guldgul**

**Övrigt**

.....

.....

.....

.....

- P-Tropionin I, högkänsligt

**Ijusgrön**

- P-NT-proBNP

**Ijusgrön**

- S-Ferritin

**guldgul**

**KOAGULATION**

**Ijusblå**

- P-APTT
- Pågående heparinbehandling
- P-PK
- Pågående Waranbehandling
- P-D-Dimer
- P-Antitrombin
- P-Fibrinogen

- fP/P-Glukos

**rosa**

- P-Laktat

**grå**

OBS! Centrifugeras **inom** 15 minuter!!

- aB/Blodgaser (arteriell)
- vB/Blodgaser (venös)
- kB/Blodgaser (kapillär)